



FICHA TÉCNICA  
MASCARILLA DESECHABLE  

---

Y/O TAPABOCAS

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

## DOTACIONES RAC CAS

Mascarilla desechable de tres pliegues. Brinda una cómoda e higiénica protección, para uso en el sector de salud o para procesos de manipulación de alimentos.

Esta mascarilla está diseñada para ser utilizada en ambientes clínicos, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso productivo que requiera una barrera de control sanitario entre el usuario y el ambiente.



## Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Tapabocas Quirúrgico
Protección	Alta capacidad de filtración >97%
Color	Azul quirúrgico y/o Blanco
Tamaño	17,5 * 9,5 cm
Composición	Capa externa: Tela no tejida polipropileno SMS 30gr Filtro: SMS 25gr Capa interna: Tela no tejida polipropileno SMS 27gr
Pliegues	3
Banda Elastica	Si
Clip de nariz ajustable	Si
Embalado	Individualmente
Empaque	Caja por 50 unidades
Cumple requerimientos	INVIMA 59274
Uso	Civil
Frecuencia de uso	De un solo uso. Según las pautas y políticas estatales nacionales y de control de infecciones, el cambio es inmediato en cuanto se contamine con sangre, fluidos corporales o se tenga contacto con personas y/o pacientes.



# MODO DE USO

## DOTACIONES RAC CAS

Limpie sus manos con agua limpia y jabón o gel antibacterial y asegúrese que la bolsa no este afectada. Identifique el lado exterior de la mascara, el lado interno blanco del tapabocas. Ubique ambas orejeras al rededor de cada oreja para sostenerlo correctamente y tire de la parte inferior del tapabocas para cubrir correctamente nariz y boca. Una vez este acomodado, ajuste la parte de la nariz y la boca de forma que no toque las puntas.

